

ALIUM


# Rétrécissement du Manchon en Acétate

Guide des pièces de rechange pour CSS,  
Représentants commerciaux, and Clients


2024

## Réparation du Manchon de la branche en Acétate Alium


Le manchon Alium a rétréci.




Mesurez le rétrécissement.




Chauffez et redressez la courbure de l'oreille. Retirez le manchon de l'armature de la branche.



Ajoutez 2mm à la mesure du raccourcissement et coupez l'extrémité de l'armature.



Limez l'extrémité pointue de l'armature.



Remontez le manchon et reformez la courbure de l'oreille.

